

OPW-24 独立控温土壤干燥箱

一：土壤干燥箱的产品说明：

随着国内对土壤修复的要求和检测，土壤干燥已经成为检测前土壤预处理的一个程序，为此我公司生产一款，新型的土壤干燥箱，具有独立控温

采用模拟室内空气流动模式，即风干模式进行土壤的干燥。干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气，样品分室独立存放和干燥，它具有洁净，避免样品交叉污染；省时；省力；节省空间；提高土壤干燥效率等特点。

二：土壤干燥箱技术参数：

1. 土壤干燥箱功率：1500W、外循环
2. 土壤干燥箱样品室数量：24 个、24 只控温表，独立控温和显示
3. 干燥空气温度范围：35±5℃
4. 土壤干燥箱电源电压：220V，50Hz
5. 样品室尺寸(mm)：200*120*300（长 X 高 X 深）
6. 外形尺寸(mm)：1140*500*1800（长 X 宽 X 高）

三：土壤干燥箱主要特点：

- 1, 采用空气扰动技术，模拟室内空气流动，接近室内环境，达到快速风干的目的。
- 2, 箱体为独立的 24 位样品室，将样品隔开，防止交叉污染。
- 3, 采样加热干燥空气技术，提高了样品风干效率。
- 4, 样品室可配托盘，可以直接放置普通的土壤样品，也可以放置河道底泥等高含水量的样品。
- 5, 样品室为不锈钢材质，避免化学腐蚀和有机物吸附；易于清理。
- 6, 样品室设有透明观察窗，方便客户随时观察样品状态。
- 7, 采样了空气过滤和吸附技术，防止样品的二次交叉污染。
- 8, 干燥箱底部装有滚轮，方便移动。
- 9, 24 只控温表，实时显示 24 个工作位的温度，具有温度补偿功能

四：土壤干燥箱配置

样品干燥箱主机 1 套
托盘 24 个



常州亿通分析仪器制造有限公司

地址：江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路 180 号

电话：0519-82362000 82362388